

Badania biegłości, PIWet - PIB, ZHM, Puławy, Runda II/2024

Instrukcja przygotowania próbek do badań i wykonania oznaczeń

- 1. Badania** należy wykonać w dniu doręczenia przesyłki z próbkami, tj. w **dn. 2024.09.19** (wysyłka w **dn. 2024.09.18 [środa]**)
Raportowanie wyników następuje poprzez portal e-klient dostępny po zalogowaniu pod adresem: www.eklient.piwet.pulawy.pl przed upływem terminu, wskazanego w § 6 Regulaminu uczestnictwa w Programie Badań Biegłości (do **dn. 2024.09.27**).
Uczestnik otrzymuje pod wskazany podczas rejestracji adres e-mail **potwierdzenie wysłania wyników** do Organizatora.
Uczestnik zobowiązany jest do odesłania Organizatorowi znajdującego się w przesyłce **rejestratora temperatury** w ciągu **24 godzin** od otrzymania próbek, w załączonej kopercie zwrotnej. **Nieodesłanie rejestratora skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł brutto** zgodnie z § 10. pkt. 1 Regulaminu.
- 2. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD)** należy wykonać w próbkach oznaczonych symbolami **M₁** i **M₂** (próbki mleka 40 ml, z **konserwantem**, schłodzone do temp. **3⁰ C ± 2⁰ C**). Postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mleka surowego. Z każdej próbki **M₁** i **M₂** wykonać **2 równoległe oznaczenia**. Wyniki podać w jtk/ml.
- 3. Oznaczanie liczby komórek somatycznych (LKS)** należy wykonać w próbkach oznaczonych symbolami **S₁** i **S₂** (próbki mleka 40 ml, z **konserwantem**, schłodzone do temp. **4⁰ C ± 2⁰ C**). Postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mleka surowego. Z każdej próbki **S₁** i **S₂** wykonać po **2 równoległe oznaczenia**. Wyniki podać w LKS/ml.